

X線 リーダー

SA-RF-A

分銅バランス式

受像部の上下動に分銅バランス式を採用

上下位置決定の際、受像部をワイヤーで吊っているので
スムーズな位置決めが可能です。

コンパクト設計で設置が簡単です

清潔に維持できるあごうけ

素材にプラスチックを採用
除菌クリーナーなどで簡単に清掃できます

ワイヤー外れ防止にも配慮しました

滑車部分にワイヤー外れ防止カバーを
採用し安全です。




Sankyo

三共医療機株式会社

S A-R F-A

重量 19・5kg

外形寸法図



Sankyo

www.sankyo-iryoki.co.jp

547-0002 大阪市平野区加美東 6-14-22

Tel06-6794-1600

Fax06-6794-1606